

הוראות הפעלה למשקל Tanita UM-051

אזהרה: השימוש אסור לבעלי קוצב לב

הכנסת נתונים לזיכרון – משתנים:

- לחץ על לחצן ה- SET המצוי בחלקו העליון של המכשיר כאשר המשקל כבוי וקבע בעזרת מקש החץ מספר משתמש.
- הכנס גיל בעזרת לחצי החצים ולאישור לחץ SET.
- קבע בעזרת מקש החץ את סטטוס המשתמש:
 - גבר / אשה
 - לאישור לחץ SET.
- הכנס בעזרת לחצי החצים את הגובה ולאישור לחץ SET.
- באפשרותך להכניס נתונים ל-4 משתמשים קבועים

מדידת אחוזי שומן על ידי משתמש בזיכרון:

- לחיצה על לחצן memory וחיפוש המשתמש המיועד על ידי הכפתורים המסומנים בחיצים.
- לאישור לחץ SET.
- כאשר על המסך יופיע (0.0), עלה יחף על המשקל.
- לאחר מספר שניות יופיע על המסך: משקל, אחוזי השומן ואחוזי המים בגוף.

מדידת אחוזי שומן על ידי משתמש כללי:

- לחיצה על כפתור Guest המצוי בחלקו העליון של המכשיר
- הכנס גיל בעזרת לחצן החצים ולאישור לחץ SET.
- קבע בעזרת מקש החץ את סטטוס המשתמש:
 - גבר / אשה
 - לאישור לחץ SET.
- הכנס בעזרת לחצני החצים את הגובה ולאישור לחץ SET.
- כאשר על המסך יופיע (0.0), עלה יחף על המשקל.
- לאחר מספר שניות יופיע על המסך: משקל, אחוזי השומן ואחוזי המים בגוף.

סדר הצגת התוצאות: תחילה יוצג משקל הגוף, אח"כ אחוז השומן בגוף וליד כל נתון בתחתית המסך – אינדיקציה לטווח הבריא. אחרון יופיע אחוז המים בגוף (TBW%). כמות המים האידיאלית הינה 70%-50%.

להשוואת התוצאה הנוכחית של המשקל ואחוז השומן עם התוצאה הקודמת:

לחץ על לחצן RECALL בזמן הצגת התוצאה הנוכחית. התוצאה הקודמת תופיע על הצג ותסומן באמצעות ריבוע שחור ליד המילה- RECALL. כדי לחזור לנוכחית לחץ שוב על לחצן RECALL.

שקילה בלבד: לחיצה על כפתור OFF בחלקו העליון של המכשיר. לאחר הופעת (0.0) על המסך, עלה על המשקל ומשקלך יופיע לאחר מספר שניות

אחריות לתקופה של שנתיים מיזם הרכישה עם הצגת החשבונית

חברת אגנטק, מחלקת שרות לקוחות: ימים א' – ה', שעות 08:00-16:00 טלפון: 03-6446468